

Was ist „Befundbote“? - Infos für Testzentren

Mit Befundbote können Testzentren ihre Schnelltests sicher zügig durchführen. Die getesteten Personen erhalten anschließend die Möglichkeit ihr Testergebnis online abzurufen.

Voraussetzungen:

- PC / Notebook oder Tablet mit Internetanschluss
 - QR-Code-Scanner am PC (oder Kamera-Scan Möglichkeit am Tablet)
 - Drucker
- Empfohlen: Apotheken-Webseite & ein Online-Terminbuchungsaccount von Calendly**

Schnelltestablauf mit *befundbote*


1. QR-Codes generieren & drucken¹

Bevor es mit den ersten Schnelltests losgehen kann, wird vorab von einer Mitarbeiterin nach Anmeldung unter labor.befundbote.de ein Stapel DinA4-Blätter gedruckt. Jedes Blatt enthält je zwei unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte QR-Codes. Der obere ist der Code zur Befundübermittlung (dazu da, den Test anzulegen und das Ergebnis einzutragen). Der untere ist der Abruf-Code, mit dem der Kunde sein Ergebnis abrufen kann.



2. Testvorgang anlegen

Der Kunde, der zuvor online ein Termin über Calendly gebucht hat, präsentiert sich an der Rezeption des Testzentrums. Die Mitarbeiterin nimmt einen vorgedruckten QR-Code-Zettel vom griffbereiten Stapel. Um den Testvorgang im System anzulegen, wird **der obere der beiden QR-Codes** eingescannt und der Name des Kunden neben dem QR-Code auf dem Zettel vermerkt.



3. Kundendaten abgleichen & übertragen oder eintragen

Die Kundendaten müssen nun mit dem Vorgang verknüpft werden. Davor gilt es die Daten des Kunden aus der Calendly-Integration in befundbote zu übertragen.

Selbstverständlich können die Kundendaten alternativ auch ohne Calendly-account manuell eingegeben werden. Sind alle Daten korrekt, werden sie nun „hochgeladen“. Dies verknüpft die Personendaten mit dem Schlüssel zum Vorgang, dem QR-Code.

4. Zum Abstrich


Die Mitarbeiterin überreicht dem Kunden seine Schnelltest-QR-Codes und schickt ihn damit zum Abstrich.



5. Beim Abstrich²


trennt die Mitarbeiterin die beiden Schnelltest-QR-Codes voneinander:

- Den ersten (oberen) ordnet sie der entsprechenden Testkassette zu.
- Den zweiten (unteren) übergibt sie dem Kunden.
- Mit seinem Abruf-Code in der Hand darf der Kunde nun gehen.



6. Testergebnis eintragen

Liegt das Testergebnis vor, scannt die Mitarbeiterin den zur Testkassette zugeordneten QR-Code. Es öffnet sich eine Seite, über die das Testergebnis eingetragen werden kann.




¹ Für eine reibungslose Durchführung der Tests dürfen die QR-Codes aus unserer Webapp weder doppelt gedruckt noch kopiert werden!

² Eine Vermischung der QR-Codes ist unbedingt zu vermeiden. Die eindeutige Zuordnung von Testkassette und QR-Codes bei den Vorgängen liegt in der Verantwortung des Testzentrums.

Befundbote-Funktionalitäten


Manager-Funktion

Pro Installation vergibt der/die ManagerIn den MitarbeiterInnen Zertifikate. So lässt sich nachvollziehen, wer wann die Schnelltests angelegt und durchgeführt hat.



QR-Code-Bögen

- Können als „leere“ **Blankocodes** gedruckt werden (wie in Schritt 1 auf der ersten Seite). Diese werden dann später den Kunden zugeordnet. Der Name des Kunden wird hierbei händisch neben dem QR-Code eingetragen.



„leere“
QR-Codes

Oder optional:

- Über *anmeldung.befundbote.de* können **personalisierte QR-Codes** auch nach dem Anlegen eines Kunden gedruckt werden. Die Kundendaten sind dann bereits im QR-Code und der Name im Klartext daneben vorhanden (muss somit nicht händisch eingetragen werden).



QR-Codes
mit Inhalt

QR-Code Scan Möglichkeiten

Das Scannen der QR-Codes in Schritt 2 und 6, kann wahlweise mit einem klassischen QR-Code Scanner oder mit Endgeräte-Kamera erfolgen.



Einwilligungserklärung - Drucken - Funktion

Von Kunden, die nicht online ein Termin gebucht haben, sondern lokal angelegt werden, kann die Einwilligungserklärung gedruckt werden und somit auch noch vor Ort eingeholt werden.

